

# BLUEMILLA LIGHT

A base di sodio ialuronato 0,1%  
ad azione lenitiva ed idratante

**Bluemilla Light** è una soluzione oftalmica sterile ad azione lenitiva e idratante, a base di sodio ialuronato e con un pH fisiologico.

**Bluemilla Light** diminuisce i sintomi di secchezza agli occhi, come bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo.

Il sodio ialuronato è un componente viscoso utilizzato per i suoi effetti idratante e lubrificante. Grazie alle sue proprietà crea un film viscoelastico e trasparente che protegge la mucosa oculare che va ad agire contro gli agenti esterni e contrasta un occhio moderatamente secco.

**Bluemilla Light** ha un'azione umettante e lubrificante, dona sollievo ad occhi secchi causati da un uso eccessivo del PC, uso di lenti a contatto, scarso ammiccamento, trattamenti medici particolari, inquinamento atmosferico, aria condizionata, vento e sole.

Grazie al sistema di chiusura OSD, atto a preservare le caratteristiche microbiologiche, chimiche e fisiche della soluzione, **Bluemilla Light** non contiene conservanti.

La soluzione è compatibile con lenti a contatto.

## COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0,1%, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, Acqua ppi. Non contiene conservanti.

## ISTRUZIONI D'USO

- Prima della prima somministrazione rimuovere il tamper-evident;
- Rimuovere il tappo di protezione e aprire il flacone;
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flacone;
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.
- Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone con l'apposito tappo avendo cura di scuotere il flacone verso il basso in modo da rimuovere ogni eccesso di prodotto prima di riposizionare il tappo sul flacone; non toccare altre superfici, incluso l'occhio o le dita, con l'estremità di erogazione.
- Il contenuto può esser riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.

- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno (2 o 3 volte o più se necessario) o in accordo alle indicazioni del medico.

Possono verificarsi temporaneamente bruciore / pizzicore / irritazione come conseguenza dell'irritazione oculare stessa. Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora consultare immediatamente il medico.

## **AVVERTENZE E PRECAUZIONI**

- Somministrare il prodotto prima di indossare le lenti a contatto
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- La somministrazione di farmaci per uso oftalmico in contemporanea con le gocce oculari deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni e dovrebbe essere effettuata almeno a 15 minuti di distanza dall'instillazione delle gocce oculari.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono, consultare il medico.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.

## **VALIDITÀ**

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta flacone.

## **CONFEZIONAMENTO**

Flacone da 10 ml, senza conservanti.

## **CONDIZIONI DI STOCCAGGIO**

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Dopo la prima apertura il contenuto può essere riutilizzato entro 6 mesi.

**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**  
Via Modena, 15 - 40019  
Sant'Agata Bolognese (Bo)  
Italia

**CE** 0546  
DISPOSITIVO MEDICO

Distribuito da: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**STERILE A**



**Ultima Revisione: 04.02 del 10/2021**



**C.O.C. Farmaceutici srl**  
Via Modena, 15  
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA  
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G  
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.  
C.F. e Iscr. Reg.  
Impr. di Bologna 03541870378  
P.IVA IT 01603491208  
R.E.A. Bologna N. 299432



**Tubilux Pharma S.p.A.**  
Via Costarica, 20/22  
00071 Pomezia (Roma)  
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.  
C.F. / P.IVA 05406661008  
R.E.A. Roma N. 883476