

CARBOCARE DROPS

Carbocare drops è un gel oculare liquido trasparente a base di un polimero idrofilo ad alto peso molecolare dell'acido carbossivinilico (Carbopol 980 NF polimero) con proprietà mucoadesive. Questo gel è progettato per diffondersi rapidamente attraverso la cornea al fine di ridurre l'attrito e lubrificare. Il pH e l'osmolalità sono simili a quelli della normale film lacrimale. Può essere utilizzato per il trattamento dell'occhio secco, dell'irritazione oculare e del film lacrimale instabile. Il Carbomer è un polimero viscoelastico dell'acido acrilico avente una struttura gelatinosa che lega l'acqua. Ha l'abilità di idratare la superficie epiteliale e fornire struttura alla fase acquosa del film lacrimale in maniera analoga alla mucina naturale. In particolare, in contatto con l'occhio la struttura gelatinosa viene degradata dagli elettroliti contenuti nello strato acquoso rilasciando acqua al fine di aumentare lo strato. Il Carbomer ha anche ottime proprietà mucoadesive che contribuiscono all'elevato tempo di permanenza negli occhi.

Il Sorbitolo presente nella formulazione è un carboidrato semplice. Il suo impiego nella formulazione oftalmica è principalmente dovuto alla sua attività osmotica.

Carbocare drops compensa l'insufficienza lacrimale, allevia i sintomi dell'irritazione derivanti dalla sindrome da occhio secco e protegge la cornea dalla secchezza.

Carbocare drops forma un film lubrificante con un tempo di contatto prolungato: il gel rimane sulla superficie oculare più a lungo rispetto alle lacrime artificiali, aventi bassa viscosità, sono quindi richieste meno applicazioni.

Carbocare drops possiede un'azione idratante e lubrificante sulla superficie oculare e dona un temporaneo sollievo da bruciore e irritazione.

Carbocare drops può essere usato anche da portatori di lenti a contatto. Somministrare prima di indossare le lenti a contatto.

Il DM contiene anche Sodio Idrossido 1N come modulatore di pH e Sodio Cloruro al fine di garantire una soluzione fisiologica.

INDICAZIONI D'USO

Carbocare drops è un gel oculare idratante e lubrificante per il trattamento dell'occhio secco.

Carbocare drops è indicato per l'attenuazione della sintomatologia dell'occhio secco, di forma moderata, dovuto sia a cause *estrinseche che intrinseche* quali:

- Condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli come l'uso dell'aria condizionata, forte vento, l'inquinamento atmosferico ed il clima molto caldo.
- Terapia locale cronica con colliri contenenti conservanti.
- Uso non corretto di lenti a contatto indossate per molte ore durante la giornata.
- Secchezza oculare dovuta ad allergie e congiuntiviti.
- Uso prolungato del computer o per guida prolungata.

COMPOSIZIONE

Carbomer (Carbopol 980 NF Polimero), Sorbitolo (Neosorb P20/60), Sodio cloruro, Sodio idrossido 1N, acqua per preparazioni iniettabili.

Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
- Instillare 1 goccia in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno (3 o 4 volte o più se necessario) a seconda della gravità della malattia o delle indicazioni del medico.

Compatibile con lenti a contatto

Questo prodotto non è stato testato sui bambini, tuttavia non siamo a conoscenza di alcun rischio associato all'uso nei bambini. Si prega di consultare il medico prima dell'uso nei bambini.

EFFETTI COLLATERALI

- In rari casi, si potrebbe osservare una visione temporaneamente offuscata dovuta alla viscosità del gel. È quindi consigliato aspettare qualche secondo prima di qualsiasi attività che richiedano una visione chiara.
- Come altre gocce oculari, c'è una leggera possibilità che il prodotto possa causare occasionalmente una leggera irritazione oculare o bruciore o prurito, ma solitamente passa presto e si verifica in un piccolissimo numero di persone.

Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora contattare subito il medico.

CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 20 monodose richiudibili con un volume nominale di 0.6 ml

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra 2°C e 30°C.

Il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dopo la prima apertura.

VALIDITÀ

A confezione integra non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

Controllare la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta prima dell'uso.

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo)
Italia

 **0546**
DISPOSITIVO MEDICO

Distribuito da: _____

STERILE A

Ultima Revisione: 04.02 del 03/2022



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
PIVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476